

5M NaCl 使用说明书

货号: 1104195

(仅供研究用)

一、产品简介:

5M NaCl 采用超纯水配制, 经过 0.45 μm 滤器过滤, 可以用于生物制品样品中宿主细胞、支原体等 DNA 提取过程中的盐离子浓度调节。

二、产品规格:

0.5mL \times 16 管。

三、产品效期:

规定储存条件下 24 个月, 具体见标签。

四、保存条件:

2-8 $^{\circ}\text{C}$ 条件下保存。

五、注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并佩戴一次性手套操作。

六、相关产品:

名称	货号	规格
宿主细胞残留 DNA 样本前处理试剂盒 (磁珠法)	SK030203D100	100 Extractions
疫苗制剂宿主细胞残留 DNA 样本前处理试剂盒 (磁珠法)	SK030206DM50	50 Extractions
分枝杆菌 DNA 提取纯化试剂盒 (磁珠法)	1503601	50 Extractions
支原体 DNA 提取纯化试剂盒(2G) (磁珠法)	1509840	50 Extractions
病毒核酸提取试剂盒 (磁珠法)	1506730	50 Extractions
宿主细胞残留 DNA 样本前处理试剂盒 (磁珠法) 机装版	1104191	100 Extractions

修订日期: 2023 年 06 月 05 日

生效日期: 2023 年 06 月 09 日

服务支持



湖州申科生物技术股份有限公司

www.shenkebio.com

地址: 浙江省湖州市红丰路 1366 号 6 号楼

Email: Info@shenkebio.com

电话: 0572-2165910